

Nano | Cânula UTW Tech

NANO CÂNULA JBP

Conteúdo: 01 Cânula + 01 Agulha



Produto Estéril.
Esterilizado por **Óxido de Etileno**
Data de Validade: 5 anos a partir
da data de fabricação.
PROIBIDO REPROCESSAR

INSTRUÇÕES DE USO:

1) Abra a embalagem pouco antes do tratamento. **2)** Verifique se há danos no produto. **3)** Abra a embalagem do blister e retire a agulha para preparar a injeção. **4)** Insira a agulha do cateter na pele e conecte ao conjunto de infusão.

Antes do procedimento: O paciente será examinado e informado sobre as indicações, o tipo de tratamento a ser realizado, as precauções a serem tomadas, os potenciais efeitos adversos e os resultados esperados. O procedimento deve ser realizado sob condições assépticas rigorosas: é necessário garantir a higiene das mãos e proteger os locais de injeção.

Procedimento de injeção: **1)** Abra a embalagem pouco antes do tratamento. **2)** Verifique a integridade do produto. **3)** Prepare a área da pele a ser tratada: remova a maquiagem, limpe, lave e seque a pele, depois aplique o antisséptico para evitar um biofilme. **4)** Crie um furo de pré-injeção no ponto de entrada identificado, com a agulha. Através deste ponto de entrada, com uma mão, insira a cânula – previamente conectada à seringa – no nível de injeção desejado, enquanto aperta a pele entre o polegar e o indicador da outra mão. Injetar o paciente.

ADVERTÊNCIAS:

Este produto é fabricado apenas para uso único. O produto deve ser descartado após o uso e seu reuso é proibido/ Qualquer produto cuja embalagem individual (unidade) esteja aberta ou danificada não deve ser usado porque a esterilização não é garantida/ Se você for picado com qualquer agulha contaminada, poderá estar infectado com várias doenças infecciosas/ Verificar a integridade do produto antes do uso, caso a cânula e/ou agulha apresente danos as mesmas não deverão ser usadas/ Qualquer uso do produto que não seja para fins cirúrgicos gerais

deve ser proibido/ Este dispositivo médico só deve ser utilizado por médicos e/ou profissionais de saúde treinados em técnicas de injeção e autorizados de acordo com a legislação local vigente, respeitando o prazo de validade na embalagem e/ou caixa e após verificação de sua integridade/ Qualquer re-esterilização e/ou reutilização de um dispositivo médico de uso único, representa um risco significativo de infecção tanto para o usuário quanto para o paciente.

PRECAUÇÕES:

Antes do usar: Verifique o dano da embalagem/ Verifique a data de validade; Leia o manual antes de usar/ Não use o produto com a embalagem danificada.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em um local seco e ventilado. Evite a luz direta do sol e longe da fonte de calor ou ignição, a temperatura de armazenamento é de 5°C a 25°C.

Fabricante:

Feel Tech Co., Ltd.

3,4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok2-gil, Gunsansi,
Jeollabuk-do, Korea

Importado e distribuído por:

Skinstore SA

Av Marginal, 666 Cep. 06708-030 - Parque São George – Cotia/SP

Fone/Fax: 11 4551-3513 CNPJ: 12.979.552/0001-72

Resp.Téc. Daniel Santos de Souza - CRF/SP: 47489

ANVISA no 80781300003